

APPLICATIONS

Préparations alimentaires.
 Petits nettoyages salissants.
 Hygiène.
 Usages courants en hôpitaux et cliniques.
 Manipulation en laboratoire.
 Préparation de cosmétiques.
 Fabrication de médicaments.
 Assemblage de petites pièces.

AVANTAGES D'UTILISATION

Ce gant apporte une très bonne résistance à la rupture, ainsi qu'une bonne dextérité. Il convient à la manipulation de tous les aliments, y compris les aliments gras.



CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : nitrile
- **Non poudré**
- **Couleur** : bleu
- **Longueur** : 240 mm (± 5)
- **Épaisseur du gant** :
 - À la paume : 0,05 mm (± 0,01 mm)
 - Au doigt : 0,06 mm (± 0,01 mm)
- Bords roulés
- Ambidextre
- Usage unique, non stérile
- AQL 1.5
- EPI de catégorie I
- Dispositif médical de classe I

PERFORMANCES

- **Élongation à la rupture** :
 - Avant vieillissement : 400%
 - Après vieillissement : 350%

NORMES & TESTS

- Apte au contact des denrées alimentaires (conforme à la réglementation CE N° 1935/2004). Convient pour un contact avec tout type d'aliment (aqueux, acide, gras).
- Répond aux normes EN 420 et EN 455-1 et 2.
- Conforme aux exigences des règlements EPI EU 2016/425 et DM UE 2017/745.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Stocker les gants dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, sombre et à une température comprise entre 10°C et 30°C.
- Protéger contre l'ozone.
- À porter sur des mains propres et sèches.

CODE	TAILLE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT	
			VENTE	COLIS
3 9 1 0 3 7	S 6/7	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes
3 9 1 0 3 8	M 7/8	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes
3 9 1 0 3 9	L 8/9	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes
3 9 1 0 4 0	XL 9/10	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes

APPLICATIONS

Préparations alimentaires : convient à la manipulation des produits secs, aqueux, gras (viandes, poissons, fromages...), excepté les produits 100% gras et laitiers.

Petits nettoyages salissants.

Hygiène.

Usages courants en hôpitaux et cliniques.

Manipulation en laboratoire.

Préparation de cosmétiques.

Fabrication de médicaments.

Assemblage de petites pièces.

AVANTAGES D'UTILISATION

Sa finesse lui confère une très grande dextérité ainsi qu'un gantage et dégantage aisés.

Pour autant c'est un gant qui apporte une très bonne résistance à la rupture.

Il convient à la manipulation de tous les aliments, y compris les aliments gras.



CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : nitrile
- **Non poudré**
- **Couleur** : blanc
- **Longueur** : 240 mm (± 5)
- **Épaisseur du gant** :
 - À la paume : 0,05 mm (± 0,01 mm)
 - Au doigt : 0,06 mm (± 0,01 mm)
- Bords roulés
- Ambidextre
- À usage unique, non stérile
- AQL 1.5
- EPI de catégorie I
- Dispositif médical de classe

PERFORMANCES

- **Élongation à la rupture** :
 - Avant vieillissement : 500%
 - Après vieillissement : 450%

NORMES & TESTS

- Apte au contact des denrées alimentaires (conforme à la réglementation CE N° 1935/2004) excepté pour un contact avec des aliments 100% gras (graisses et huiles végétales et animales 100% grasses dont beurre de cacao, saindoux et beurre fondu ; des conserves en produits huileux ; fruits à coque ou en pâte ou en crème ; sauces à caractère gras, telle mayonnaise et dérivés, crèmes pour salades et autre mélange d'huile et eau (comme à base de noix de coco).
- Répond aux normes EN 420 et EN 455-1 et 2.
- Conforme aux exigences des règlements EPI EU 2016/425 et DM UE 2017/745.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Stocker les gants dans l'emballage d'origine dans un endroit sec, sombre et à une température comprise entre 10°C et 30°C.
- Protéger contre l'ozone.
- À porter sur des mains propres et sèches.

CODE	TAILLE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT	
			VENTE	COLIS
7 3 4 0 3 1	S 6/7	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes
7 3 4 0 3 2	M 7/8	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes
7 3 4 0 3 3	L 8/9	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes
7 3 4 0 3 4	XL 9/10	Boîte x100 gants	Boîte	x10 boîtes

888.99.99



FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRODUIT


Mutexil
EQUIPEMENT ET VÊTEMENTS À USAGE MÉDICAL

Désignation : GANT NITRILE NOIR SANS POUVRE, à usage unique, destiné à un usage professionnel :
- comme dispositif médical pour examens et soins médicaux et dentaires ;
- comme équipement de protection contre les produits chimiques testés et contre les agents microbiologiques (bactéries, levures / moisissures et virus) ;
- pour le contact avec les denrées alimentaires non grasses.

CARACTERISTIQUES et PERFORMANCES

- < Composition : Nitrile, non poudré
- < Confection : Ambidextre, bords roulés, surface lisse
- < Bouts des doigts texturés
- < Couleur : Noire
- < Longueur ≥ 240 mm
- < Epaisseur paume : $0,08 \text{ mm} \pm 0,02 \text{ mm}$
- < Epaisseur doigt : $0,10 \text{ mm} \pm 0,02 \text{ mm}$
- < Masse unitaire (taille M) : $5 \text{ g} \pm$

Tailles	Longueur (mm)	Largeur (mm)
S	≥ 240	80±10
M	≥ 240	95±10
L	≥ 240	110±10
XL	≥ 240	≥ 110



- < Etanche à l'eau et à l'air
- < NQA < 1.5
- < Force à la rupture $\geq 6 \text{ N}$
 < Avant vieillissement et après vieillissement
- < Le gant étanche à l'eau et à l'air qui fait naturellement barrière et réduit le risque de contamination croisée entre le porteur du gant et les personnes examinées ou les objets et/ou les denrées manipulées.
- < Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées pour le porteur, le patient, l'objet et/ou les denrées manipulées.
- < Pour les préparations alimentaires (démarche HACCP)
 ✓ Annexe contact alimentaire ← détails



CONFORMITE REGLEMENTAIRE et EVALUATIONS NORMATIVES

- Ce produit est un dispositif médical de classe I
- conforme aux exigences du Règlement 2017/745 et évalué selon les normes EN455-1/2/3/4,
- Il est fabriqué sous un système certifié EN ISO 13485 : 2016.
- Ce produit est un équipement de protection individuelle de catégorie III
- conforme aux exigences du Règlement UE 2016/425, et évalué selon les normes EN420:2003+A1:2009 et EN ISO 21420, EN374-1/2/4/5, EN ISO 374-5:2016 (bactéries, moisissures et virus), EN 16523-1,
- Sa conformité a été évaluée par SATRA Technology Europe Ltd (N° 2777), module B et module C2.
- Ce produit est apte au contact alimentaire
- conforme aux exigences du Règlement CE 1935/2004, du Règlement UE 10/2011 et de l'Arrêté français du 5 Août 2020.
- Il est apte au contact alimentaire avec toutes les denrées alimentaires, sans restriction.



Dispositif médical de classe I
Équipement de protection individuelle de catégorie III



Produit non stérile



Produit à usage unique



Ne contient pas de latex



Consulter la notice sur la boîte

ISO 374-1:2016/Type B



Protège contre l'hydroxyde de sodium 40%, le Peroxyde d'hydrogène 30% et le formaldéhyde 37%

ISO 374-5:2016



Protège contre les agents biologiques (bactéries, moisissures et virus).
Moisissures = levures, les moisissures, les ustilagos et les champignons.

VIHUS



Aucune restriction, apte au contact alimentaire avec toutes les denrées



SARL MUTEXIL 14 rue Général Bedeau - 44000 Nantes
Tel 02 51 83 95 85 – website : www.mutexil.fr

Siret 49981205500022

888.99.99 (1)_MTXL_TDS_2021.11

Conformément à la norme ISO 10993-1 : 2010, les tests de cytotoxicité et d'irritation primaire cutanée ont été réalisés respectivement, selon les ISO 10993-5 :2009 et ISO 10993-10

- Les tests in vitro réalisés conformément à la norme ISO 10993-5 :2009, concluent à l'existence d'un potentiel cytotoxique du gant soumis au test.
- Les tests vitro, réalisés conformément à la norme ISO 10993-10 :2009, concluent à un risque d'irritation primaire négligeable (Index irritation primaire = 0), du gant soumis au test :

SECTEURS PRECONISES

Santé / Médical / Dentiste / Tatoueur / Agro-alimentaire / RHF / Collectivité Hors Restauration / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT et INFORMATIONS LOGISTIQUES

 A l'abri de la lumière (Soleil et fluorescence)	 Ne pas exposer à l'humidité
 40°C 5°C Limites de température d'exposition	 Tenir éloigner des sources de chaleur, d'ozone et du feu.
 Humidité relative comprise entre 40 et 80%.	 Date limite d'utilisation : 5 ans après la date de fabrication

CONDITIONNEMENT

SOUS EMBALLAGE

Quantité : 100 pièces
Type : boîte distributrice

EMBALLAGE

Quantité : 1000 unités
(10 boîtes de 100)
Type : carton

PALETTISATION

- < 80 cartons
- < Palette perdue : 80 x 120 cm

CODE	TAILLE S	TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL
CODE CARTON	3701102303934	3701102303941	3701102303958	3701102303965
CODE BOITE	3701102303972	3701102303989	3701102303996	3701102304009

MASSE CARTON	TAILLE S	TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL
POIDS BRUT	5,3 Kg	5,8 Kg	6,3 Kg	6,8 Kg
POIDS NET	4,5 Kg	5 Kg	5,5 Kg	6 Kg

SARL MUTEXIL 14 rue Général Bedeau - 44000 Nantes
Tel 02 51 83 95 85 – website : www.mutexil.fr

Siret 49961205500022

888.99.99 (1)_MTXL_TDS_2021.11